



### Description d'article

Numéro de commande	74.5767.001
Description d'article	UroStretch, taille : S, matériau : PL
Numéro d'instrument	15.25.11.1034
Numéro PZN	8406948

### Matériau et coloris

Matériau du produit	polyester (PL)
Couleur du produit	blanc

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	10
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	10
pièces / carton	10
pièces / pallet	2340

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**UroStretch, taille : S**

**Page 2**

Profondeur du carton	283 mm
Largeur du carton	173 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0066 cbm
Poids du produit	0.025 kg
Poids du carton	0.37 kg
Code EAN de la boîte	5703936100107
Code EAN du carton d'emballage	5703936100145

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-09-21

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**