



Description d'article

Numéro de commande	79.8710.610
Description d'article	Compresse d'adaptation TSC, Compresse de gel de recharge de décongélation de préparations à base de cellules souches cryoconservées dans le dispositif SAHARA-TSC
Code NACRES	LB.03

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
-----------------------	-------------

Dimensions

Largeur du produit	16 cm
Longueur du produit	23.5 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Conditionnement

Minimum order qty.	5
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	5
pièces / pallet	960
Profondeur du carton	320 mm
Largeur du carton	220 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0099 cbm
Poids du produit	0.488 kg
Poids du carton	2.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917978545
Code EAN du carton d'emballage	4038917978552

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

