Spécification de produit SAHARA-TSC 230 V

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 97.8710.600

Description d'article SAHARA-TSC 230 V, pour la décongélation et le

réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, convient à Cellules souches cryoconservées, avec compresse

d'adaptation et plateau chauffant

Code NACRES LB.02

Caractéristiques du produit


Domaine d'application Réchauffage

Tension d'alimentation 230 V Consommation d'énergie en 655 W

fonctionnement

Fréquence 50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit SAHARA-TSC 230 V

Dimensions

Largeur du produit 32 cm Hauteur du produit 32.5 cm Longueur du produit 49.3 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit Dispositif médical, CE

Certifié CE CE Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 1

pièces / carton 1
pièces / pallet 1

Volume du carton 0.129 cbm Poids du produit 16 kg Poids du carton 23.79 kg

 Code EAN de la boite
 4038917968539

 Code EAN du carton
 4038917968546

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

