



Description d'article

Numéro de commande	97.8720.500
Description d'article	SAHARA 4 100/240 V, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, max. capacité: 4 poches, commande à l'écran tactile, Identification automatique de l'état solide par zone de chauffage et remplacement confortable des produits sanguins en cours de tempérage

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
Consommation d'énergie en fonctionnement	1.000.00 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	574 mm
Hauteur du produit	348 mm
Longueur du produit	554 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Dispositif médical, CE
Certifié CE	CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Volume du carton	0.384 cbm
Poids du produit	23.7 kg
Poids du carton	27.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917968737
Code EAN du carton d'emballage	4038917968744

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

