

## Spécification de produit Ruban encreur

Page 1



### **Description d'article**

79.8710.576 Numéro de commande

Description d'article Ruban encreur, Consommables pour imprimante de

bordereaux SP542MD, violet

Code NACRES LB.02

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application Réchauffage

**Dimensions** 


Largeur du produit 7 cm Longueur du produit 12 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit violet

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

signature.









# Spécification de produit Ruban encreur

#### Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton

pièces / boite 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 32

Profondeur du carton 440 mm

Largeur du carton 390 mm

Hauteur du carton 220 mm

Volume du carton 0.0378 cbm

Poids du produit 3.7 kg Poids du carton 4.5 kg

 Code EAN de la boite
 4038917975902

 Code EAN du carton
 4038917975919

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

