# Spécification de produit SAHARA-III 230 V

Page 1



## **Description d'article**

Numéro de commande 97.8710.500

Description d'article SAHARA-III 230 V, pour la décongélation et le réchauffage

de produits sanguins contenus dans des poches en

plastique avant leur transfusion, max. capacité: 3 poches, convient à plasma, sang total, concentrés d'érythrocyte et

préparations cryoconservées

Code NACRES LB.02

## Caractéristiques du produit

Domaine d'application Réchauffage

Tension d'alimentation 230 V Consommation d'énergie en 655 W

fonctionnement

Fréquence 50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.







## Spécification de produit SAHARA-III 230 V

### **Dimensions**

Largeur du produit 32 cm
Hauteur du produit 32.5 cm
Longueur du produit 49.3 cm

### Pureté et certification

Catégorie de produit Dispositif médical, CE

Certifié CE CE Alloti non

#### Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton

pièces / boite 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 1

Volume du carton 0.1713 cbm
Poids du produit 14.64 kg
Poids du carton 16.6 kg

 Code EAN de la boite
 4038917968294

 Code EAN du carton
 4038917968300

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

