



Description d'article

Numéro de commande	97.8710.501
Description d'article	Bac de récupération, pour collecte des fuites de plasma des poches défectueuses
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
-----------------------	-------------

Dimensions

Largeur du produit	26 cm
Longueur du produit	48 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	72
Profondeur du carton	513 mm
Largeur du carton	293 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.021 cbm
Poids du produit	1.5 kg
Poids du carton	1.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917975827
Code EAN du carton d'emballage	4038917975834

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

