



Description d'article

Numéro de commande	79.8086.000
Description d'article	Filtre plat, taille des pores : 0,2 µm, filtre anti-bactérien pour la filtration en ligne au cours de l'injection / la perfusion d'anesthésiques locaux

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Filtre	oui
Taille des pores	0,2
Raccord	Luer

Dimensions

Largeur du produit	30 mm
Hauteur du produit	7,2 mm
Longueur du produit	62,8 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE0482 (Medcert)
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
pièces / boîte	20
pièces / carton	320
pièces / pallet	15360
Profondeur du carton intérieur	203 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	56 mm
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0,032 cbm
Poids du produit	0,01 kg
Poids du carton	4,33 kg
Code EAN de la boîte	4028339190328
Code EAN du carton d'emballage	4028339190311

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

