



## Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 79.8096.044   |
| Description d'article | Aiguille pour blocs plexiques, 25G x 40 mm, visualisable à l'échographie, raccord : NRFit/ISO 80369-6, tubulure d'injection déconnectable, longueur de tubulure : 60 cm |

## Caractéristiques du produit

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Domaine d'application | anesthésie locorégionale |
| Biseautage de pointe  | Facette                  |
| Raccord               | NRFit/ISO 80369-6        |

## Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Diamètre de la canule<br>(extérieur) | 25 G  |
| Longueur de la canule                | 40 mm |
| Longueur de la tubulure              | 60 cm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Pureté et certification**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Catégorie de produit | Produit médical  |
| Certifié CE          | CE0482 (Medcert) |
| Apyrogène            | non              |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| pièces / boîte                    | 10            |
| pièces / carton                   | 160           |
| Profondeur du carton              | 398 mm        |
| Largeur du carton                 | 398 mm        |
| Hauteur du carton                 | 300 mm        |
| Volume du carton                  | 0 cbm         |
| Poids du carton                   | 1,75 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4028339211528 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4028339211511 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

