



Description d'article

Numéro de commande	79.8081.803
Description d'article	REGANESTH® Aiguille spinale, pointe crayon, 25G x 103 mm, raccord : Luer (f), avec introducteur : 20G x 30 mm

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Couleur de codage	orange
Aiguille introductrice	20 G / 0,9 mm
Biseautage de pointe	pointe crayon
Raccord	Luer (f)

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	25 G / 0,5 mm
Longueur de la canule	103 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0482 (MedCert)
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	20
pièces / carton	400
Profondeur du carton intérieur	203 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	56 mm
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0.032 cbm
Poids du produit	0.0052 kg
Poids du carton	3.18 kg
Code EAN de la boîte	4028339111828
Code EAN du carton d'emballage	4028339111811

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

