



Description d'article

Numéro de commande	79.8081.544
Description d'article	Aiguille spinale, pointe crayon, 27G x 120 mm, raccord : NRFit/ISO 80369-6, avec introducteur : 20G x 40 mm

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Couleur de codage	gris
Aiguille introductrice	20 G / 0,9 mm
Biseautage de pointe	pointe crayon
Raccord	NRFit/ISO 80369-6

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	27 G / 0,4 mm
Longueur de la canule	120 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE0482 (Medcert)
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
pièces / boîte	20
pièces / carton	400
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0,032 cbm
Poids du produit	0,0045 kg
Poids du carton	3,48 kg
Code EAN de la boîte	4028339113129
Code EAN du carton d'emballage	4028339113112

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

