



Description d'article

Numéro de commande	79.8082.184
Description d'article	REGANESTH® Aiguille spinale, Quincke, 22G x 180 mm, raccord : NRFit/ISO 80369-6

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Couleur de codage	noir
Biseautage de pointe	Quincke
Raccord	NRFit/ISO 80369-6

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	22 G / 0,7 mm
Longueur de la canule	180 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0482 (MedCert)
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	20
pièces / carton	320
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0068 kg
Poids du carton	4.02 kg
Code EAN de la boîte	4028339121629
Code EAN du carton d'emballage	4028339121612

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

