



Description d'article

Numéro de commande	79.8082.254
Description d'article	REGANESTH® Aiguille spinale, Quincke, 25G x 90 mm, raccord : NRFit/ISO 80369-6, avec introducteur : 20G x 30 mm

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Couleur de codage	orange
Aiguille introductrice	20 G / 0,9 mm
Biseautage de pointe	Quincke
Raccord	NRFit/ISO 80369-6

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	25 G / 0,53 mm
Longueur de la canule	90 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
REGANESTH® Aiguille spinale Quincke NRFit
25G x 90 mm avec aiguille introductrice

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0482 (MedCert)
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
pièces / boîte	20
pièces / carton	400
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0,032 cbm
Poids du produit	0,0033 kg
Poids du carton	3,2 kg
Code EAN de la boîte	4028339121827
Code EAN du carton d'emballage	4028339121810

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT