



Description d'article

Numéro de commande	79.8089.219
Description d'article	Set CSE, composants du kit : Aiguille spinale pointe crayon REGANESTH® 27G x 125 mm, aiguille Tuohy 18G x 90 mm, cathéter péridural 21G x 900 mm, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur vert, filtre plat 0,2 µm, seringue L.O.R. LL

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Filtre	oui
Taille des pores	0,2
Biseautage de pointe	Tuohy, pointe crayon
Raccord	Luer

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	18 G
Longueur de la canule	90 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5
pièces / boîte	5
pièces / carton	50
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0,032 cbm
Poids du produit	0,0226 kg
Poids du carton	2,34 kg
Code EAN de la boîte	4028339180824
Code EAN du carton d'emballage	4028339180817

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

