



Description d'article

Numéro de commande	79.8092.200
Description d'article	Cathéter pour blocs plexiques 21G x 400 mm avec mandrin, adaptateur Tuohy-Borst, introducteur, filtre plat

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Filtre	oui
Taille des pores	0,2
Raccord	Luer

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	10
pièces / boîte	10
pièces / carton	160
pièces / pallet	7680
Profondeur du carton intérieur	203 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	56 mm
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0,032 cbm
Poids du produit	0,0168 kg
Poids du carton	3,83 kg
Code EAN de la boîte	4028339220124
Code EAN du carton d'emballage	4028339220117

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

