



Description d'article

Numéro de commande	79.8096.288
Description d'article	Set de cathéters pour bloc plexique, composants du kit : REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, cathéter pour blocs plexiques 21G x 500 mm, orifice central, avec mandrin et introducteur Luer, tubulure d'injection 60 cm, adaptateur Tuohy-Borst, filtre plat 0,2 µm avec fixation

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	anesthésie locorégionale
Filtre	oui
Taille des pores	0,2
Biseautage de pointe	Facette
Raccord	Luer

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	18 G
Longueur de la canule	80 mm
Longueur de la tubulure	60 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Plastifiant	Trioctyltriméllitate (TOTM)
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5
pièces / boîte	5
pièces / carton	80
Profondeur du carton	464 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0,032 cbm
Poids du produit	0,0253 kg
Poids du carton	3,62 kg
Code EAN de la boîte	4028339220629
Code EAN du carton d'emballage	4028339220612

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

