



## Description d'article

Numéro de commande	74.5218.001
Description d'article	Poche à urine, 1.5 l, avec clapet anti-retour, valve de vidange, traité ETO, longueur de tubulure : 90 cm
Numéro PZN	16333672

## Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	valve de vidange
Domaine d'application	Évacuation des urines et des sécrétions
Volume de travail	1,5 l
Valve anti-reflux	oui

## Dimensions

Volume nominal	1,5 l
Volume max.	1,5 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE
Label de pureté	traité ETO
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Numéro de lot ou de série	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	150
pièces / boîte	150
pièces / carton	150
pièces / pallet	9600
Volume du carton	0,0279 cbm
Poids du produit	0,0353 kg
Poids du carton	5,8 kg
Code EAN de la boîte	4038917388665
Code EAN du carton d'emballage	4038917388658

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

