



Description d'article

Numéro de commande	74.5218.101
Description d'article	Poche à urine, 1.5 l, avec clapet anti-retour, valve de vidange, longueur de tubulure : 90 cm
Numéro PZN	16333689

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	valve de vidange
Domaine d'application	Évacuation des urines et des sécrétions
Volume de travail	1,5 l
Valve anti-reflux	oui

Dimensions

Volume nominal	1,5 l
Volume max.	1,5 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV Produit médical
Certifié CE CE
Numéro de lot ou de série oui

Conditionnement

Minimum order qty. 150
pièces / boîte 150
pièces / carton 150
pièces / pallet 9600
Profondeur du carton 387 mm
Largeur du carton 292 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0,0243 cbm
Poids du produit 0,0352 kg
Poids du carton 5,8 kg
Code EAN de la boîte 4038917354530
Code EAN du carton d'emballage 4038917354523

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

