



Description d'article

Numéro de commande	74.5282.001
Description d'article	Poche à sécrétions, 2 l, traité ETO, longueur de tubulure : 90 cm
Numéro PZN	16333637

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Domaine d'application	Drainage de sécrétions
Volume de travail	2 l
Valve anti-reflux	non

Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV Produit médical
Certifié CE CE
Label de pureté traité ETO
Stérilisation Stérilisation au gaz
Numéro de lot ou de série oui

Conditionnement

Minimum order qty. 200
pièces / boîte 200
pièces / carton 200
pièces / pallet 9600
Volume du carton 0,0279 cbm
Poids du produit 0,035 kg
Poids du carton 7,4 kg
Code EAN de la boîte 4038917388818
Code EAN du carton d'emballage 4038917388801

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

