



Description d'article

Numéro de commande	74.5282.101
Description d'article	Poche à sécrétions, 2 l, longueur de tubulure : 90 cm, 200 pièce(s)/carton
Numéro PZN	16333583

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Domaine d'application	Drainage de sécrétions
Volume de travail	2 l
Valve anti-reflux	non

Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical
Certifié CE Fournisseur CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 200
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 200
pièces / carton 200
pièces / pallet 9600
Volume du carton 0,0279 cbm
Poids du produit 0,035 kg
Poids du carton 7,4 kg
Code EAN de la boîte 4038917388849
Code EAN du carton d'emballage 4038917388832

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

