



Description d'article

Numéro de commande	74.5283.005
Description d'article	Poche à urine, 1.5 l, avec clapet anti-retour, stérile, longueur de tubulure : 90 cm, 1 pièce(s)/blister
Numéro PZN	16333761

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Domaine d'application	Évacuation des urines et des sécrétions
Volume de travail	1,5 l
Valve anti-reflux	oui

Dimensions

Volume nominal	1,5 l
Volume max.	1,5 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE0124 (Dekra)
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	100
pièces / pallet	4800
Profondeur du carton	387 mm
Largeur du carton	292 mm
Hauteur du carton	265 mm
Volume du carton	0,0299 cbm
Poids du produit	0,0358 kg
Poids du carton	4,1 kg
Code EAN de la boîte	4038917354622
Code EAN du carton d'emballage	4038917354615

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

