



## Description d'article

Numéro de commande	74.5283.101
Description d'article	Poche à urine, 1.5 l, avec clapet anti-retour, longueur de tubulure : 90 cm
Numéro PZN	16333778

## Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Domaine d'application	Évacuation des urines et des sécrétions
Volume de travail	1,5 l
Valve anti-reflux	oui

## Dimensions

Volume nominal	1,5 l
Volume max.	1,5 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Produit conforme Ã DDM ou Produit médical  
Ã DIV  
Certifié CE CE  
Numéro de lot ou de série oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 200  
pièces / boîte 200  
pièces / carton 200  
pièces / pallet 9600  
Profondeur du carton 387 mm  
Largeur du carton 292 mm  
Hauteur du carton 265 mm  
Volume du carton 0,0299 cbm  
Poids du produit 0,0325 kg  
Poids du carton 7 kg  
Code EAN de la boîte 4038917354653  
Code EAN du carton 4038917354646  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

