



Description d'article

Numéro de commande	74.5286.005
Description d'article	Poche à sécrétion biliaire, 1.5 l, stérile, longueur de tubulure : 90 cm, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Domaine d'application	Drainage de sécrétions
Volume de travail	1,5 l
Valve anti-reflux	non

Dimensions

Volume nominal	1,5 l
Volume max.	1,5 l
Diamètre de la tubulure	6,6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Poche à sécrétion biliaire, 1.5 l, longueur de
tubulure : 90 cm, stérile

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou Produit médical
à DIV
Certifié CE CE0124 (Dekra)
Label de pureté stérile
Stérilisation Stérilisation au gaz
Numéro de lot ou de série oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 1
pièces / carton 100
pièces / pallet 4800
Volume du carton 0,0299 cbm
Poids du produit 0,038 kg
Poids du carton 4,1 kg
Code EAN de la boîte 4038917532709
Code EAN du carton 4038917532693
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-07-29

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT