



Description d'article

Numéro de commande	74.5766.001
Description d'article	Bande auto-agrippante, taille : S (380-430 mm), matériau : nylon
Numéro d'instrument	15.25.11.0039
Numéro PZN	8406664

Dimensions

Longueur du produit	430 mm
---------------------	--------

Matériau et coloris

Matériau du produit	nylon
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Produit médical
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	10
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
pièces / pallet	3240
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0,0051 cbm
Poids du produit	0,016 kg
Poids du carton	0,29 kg
Code EAN de la boîte	4038917136600
Code EAN du carton d'emballage	4038917027205

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

