



Description d'article

Numéro de commande	74.5767.003
Description d'article	UroStretch, taille : L, matériau : polyester
Numéro d'instrument	15.25.11.1034
Numéro PZN	8406960

Matériau et coloris

Matériau du produit	polyester
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Numéro de lot ou de série	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	10
pièces / boîte	10
pièces / carton	10
pièces / pallet	2340
Profondeur du carton	283 mm
Largeur du carton	173 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0,0066 cbm
Poids du produit	0,043 kg
Poids du carton	0,55 kg
Code EAN de la boîte	4038917136655
Code EAN du carton d'emballage	4038917027250

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

