



### Description d'article

Numéro de commande	97.8300.455
Description d'article	Fond de boîte, Pièce de rechange pour la boîte à cathéter TRANSKAT, Ø: 10 cm

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Consommables de service
-----------------------	-------------------------

### Dimensions

Diamètre	10 cm
----------	-------

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	rouge

### Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Aucun dispositif médical   DIV
Numéro de lot ou de série	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0,0039 cbm
Poids du produit	0,02 kg
Poids du carton	0,19 kg
Code EAN de la boîte	4028339560428
Code EAN du carton d'emballage	4028339560411

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

