



Description d'article

Numéro de commande	71.9924.515
Description d'article	Pince, hauteur : 11 mm, vert, pour Recueil d'échantillons de diagnostic

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Recueil d'échantillons de diagnostic
-----------------------	--------------------------------------

Dimensions

Largeur du produit	28 mm
Hauteur du produit	11 mm
Longueur du produit	108 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	3000
pièces / boîte	3000
pièces / carton	3000
pièces / pallet	90000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	408 mm
Volume du carton	0,0834 cbm
Poids du carton	12 kg
Code EAN de la boîte	4038917155281
Code EAN du carton d'emballage	4038917398398

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

