



Description d'article

Numéro de commande	54.9912.100
Description d'article	MEDISPONGE, éponge chirurgicale pour le nettoyage préopératoire des mains et des ongles, imprégné de Solution de gluconate de chlorhexidine à 4 %, matériau : PU, (L x l x h) : 130 x 63 x 30 mm

Caractéristiques du produit

Concentration de préparation	Solution de gluconate de chlorhexidine à 4 %.
Domaine d'application	éponge chirurgicale pour le nettoyage préopératoire des mains et des ongles

Dimensions

Largeur du produit	63 mm
Hauteur du produit	30 mm
Longueur du produit	130 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyuréthane (PU)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	450
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	75
pièces / carton	450
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	528 mm
Largeur du carton	465 mm
Hauteur du carton	526 mm
Volume du carton	0,1283 cbm
Poids du carton	7,9 kg
Code EAN de la boîte	4038917150491
Code EAN du carton d'emballage	4038917036856

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

