



Description d'article

Numéro de commande	97.8300.601
Description d'article	Porte-tube, avec crochet, pour la fixation de tubulures de perfusion/transfusion, cathéters, sondes, câbles, etc., avec Velcro, longueur : 16 cm

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Consommables de service
-----------------------	-------------------------

Dimensions

Largeur du produit	2 cm
Longueur du produit	16 cm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyamide (PA)
Couleur du produit	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 15
pièces / boîte 15
pièces / carton 15
Volume du carton 0,0039 cbm
Poids du produit 0,0075 kg
Poids du carton 0,29 kg
Code EAN de la boîte 4028339560725
Code EAN du carton
d'emballage 4028339560718

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

