



Description d'article

Numéro de commande	79.8200.000
Description d'article	Dispositif de transfusion, avec filtre en cascade intégré, 175 µm, 40 µm, 10 µm, couleur de pointe : jaune

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transfusion et perfusion
-----------------------	--------------------------

Dimensions

Longueur de la tubulure	150 cm
-------------------------	--------

Matériau et coloris

Couleur du produit	jaune
--------------------	-------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certié CE	CE0482 (Medcert)
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Plastifiant	Triocyltriméllitate (TOTM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
pièces / boîte	100
pièces / carton	100
Volume du carton	0,0566 cbm
Poids du produit	0,0492 kg
Poids du carton	5,95 kg
Code EAN de la boîte	4028339420128
Code EAN du carton d'emballage	4028339420111

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

