



Description d'article

Numéro de commande	79.8200.440
Description d'article	Dispositif de transfusion, avec filtre intégré, 40 µm, couleur de pointe : vert
Code NACRES	LB.03

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transfusion et perfusion
Filtre	oui
Taille des pores	40

Dimensions

Longueur de la tubulure	150 cm
-------------------------	--------

Matériau et coloris

Couleur du produit	vert
--------------------	------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE0482 (Medcert)
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Plastifiant	Triocetyltriméllitate (TOTM)
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
pièces / boîte	100
pièces / carton	100
pièces / pallet	2800
Volume du carton	0,0509 cbm
Poids du produit	0,0405 kg
Poids du carton	5,05 kg
Code EAN de la boîte	4028339420722
Code EAN du carton d'emballage	4028339420715

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

