



### Description d'article

Numéro de commande	97.8100.111
Description d'article	Manchette de perfusion sous pression Standard, jusqu'à 500 ml, insert fixe, sans latex

### Caractéristiques du produit

Type de système de fermeture	insert fixe
Domaine d'application	Transfusion et perfusion

### Dimensions

Volume max.	500 ml
Largeur du produit	16 cm
Hauteur du produit	8 cm
Longueur du produit	28 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Couleur du produit                      rouge

### **Pureté et certification**

Produit conforme Ã DDM ou    Produit médical  
Ã DIV

Certifié CE                              CE

Sans latex                                oui

Numéro de lot ou de série        non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                1

pièces / boîte                        1

pièces / carton                      1

Volume du carton                0,0039 cbm

Poids du produit                    0,25 kg

Poids du carton                    0,42 kg

Code EAN de la boîte            4028339311020

Code EAN du carton  
d'emballage                        4028339311013

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

