



Description d'article

Numéro de commande	97.8100.410
Description d'article	Manchette à pression à usage unique jusqu'à 500 ml, insert fixe

Caractéristiques du produit

Type de système de fermeture	insert fixe
Domaine d'application	Transfusion et perfusion

Dimensions

Volume max.	500 ml
Largeur du produit	15 cm
Hauteur du produit	6 cm
Longueur du produit	24 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2
pièces / boîte	2
pièces / carton	20
pièces / pallet	1440
Volume du carton	0,0183 cbm
Poids du produit	0,1295 kg
Poids du carton	3,6 kg
Code EAN de la boîte	4028339311426
Code EAN du carton d'emballage	4028339311419

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

