



Description d'article

Numéro de commande	79.8710.610
Description d'article	Pièce de rechange, Compresse de gel de décongélation de préparations à base de cellules souches cryoconservées dans le dispositif SAHARA-TSC
Code NACRES	LB.03

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
-----------------------	-------------

Dimensions

Largeur du produit	16 cm
Longueur du produit	23,5 cm

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Produit médical
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	5
pièces / boîte	5
pièces / carton	5
Volume du carton	0,0041 cbm
Poids du produit	0,45 kg
Poids du carton	2,35 kg
Code EAN de la boîte	4028339720426
Code EAN du carton d'emballage	4028339720419

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

