



Description d'article

Numéro de commande	97.8710.600
Description d'article	Dispositif de tempérage, avec plaque oscillante active, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, convient à Cellules souches cryoconservées, avec compresse d'adaptation et plateau chauffant, tension d'alimentation : 230 V
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	655 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Largeur du produit	32 cm
Hauteur du produit	32,5 cm
Longueur du produit	49,3 cm

Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE0482 (Medcert)
Numéro de lot ou de série	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0,129 cbm
Poids du produit	21,83 kg
Poids du carton	23,79 kg
Code EAN de la boîte	4028339720129
Code EAN du carton d'emballage	4028339720112

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

