



## Description d'article

Numéro de commande	97.8710.602
Description d'article	Dispositif de tempérage, avec plaque oscillante active, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, convient à Cellules souches cryoconservées, avec compresse d'adaptation et plateau chauffant, tension d'alimentation : 115 V

## Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
Tension d'alimentation	115 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	655 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Dimensions

Largeur du produit	32 cm
Hauteur du produit	32,5 cm
Longueur du produit	49,3 cm

## Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE0482 (Medcert)
Alloti	non

## Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0,1639 cbm
Poids du produit	21 kg
Poids du carton	23,75 kg
Code EAN de la boîte	4028339720228
Code EAN du carton d'emballage	4028339720211

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

