



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 97.8710.502 |
| Description d'article | SAHARA-III 115 V, pour la décongélation et le réchauffage de produits sanguins contenus dans des poches en plastique avant leur transfusion, max. capacité: 3 poches, convient à plasma, sang total, concentrés d'érythrocyte et préparations cryoconservées |

Caractéristiques du produit

| | |
|--|---------------|
| Domaine d'application | Réchauffage |
| Tension d'alimentation | 115 V |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 655 W |
| Fréquence | 50 Hz - 60 Hz |

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur du produit | 32 cm |
| Hauteur du produit | 32,5 cm |
| Longueur du produit | 49,3 cm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------|
| Catégorie de produit | Produit médical |
| Certifié CE | CE 0482 (MedCert) |
| Alloti | non |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1 |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 1 |
| Volume du carton | 0,129 cbm |
| Poids du produit | 14,64 kg |
| Poids du carton | 16,6 kg |
| Code EAN de la boîte | 4028339710229 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4028339710212 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

