



Description d'article

Numéro de commande	97.8710.550
Description d'article	Module Réchauffeur de perfusion, pour le réchauffage de solutions de perfusion, de tubulures, d'instruments et d'agents de contraste dans le dispositif SAHARA-III
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Réchauffage
-----------------------	-------------

Dimensions

Largeur du produit	4.5 cm
Longueur du produit	6 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0.0039 cbm
Poids du produit	0.03 kg
Poids du carton	0.22 kg
Code EAN de la boîte	4028339753424
Code EAN du carton d'emballage	4028339753417

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

