



Description d'article

Numéro de commande	09.1704.001
Description d'article	S-Monovette® , jusqu'à 9 ml, pour Système Formol, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	graduation maximale
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	Fixation de coupe de tissu
Compatible avec	Système Formol
Volume de travail	9 ml
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Volume max.	9 ml
Diamètre	16 mm
Longueur du produit	92 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Label de pureté	unsteril
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0,0315 cbm
Poids du produit	0,0078 kg
Poids du carton	4,39 kg
Code EAN de la boîte	4038917335317

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
S-Monovette® , 9 ml, pour Système Formol, (L x
Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917335300

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-05-09

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT