



Description d'article

Numéro de commande	51.1703.009
Description d'article	Set Formol, préparation : Solution tamponnée de formaline de 450 ml, composants du kit : Système Formalin avec 450 ml d'une solution de formaldéhyde (4 %) et 100 S-Monovette 9 ml, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NA.21

Caractéristiques du produit

Type de préparation	Solution tamponnée de formaline de 450 ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Version	S-Monovette® 9 ml
Domaine d'application	Fixation de coupe de tissu

Dimensions

Largeur du produit	98 mm
Longueur du produit	330 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	126
Profondeur du carton intérieur	96 mm
Largeur du carton intérieur	63 mm
Hauteur du carton intérieur	255 mm
Profondeur du carton	355 mm
Largeur du carton	255 mm
Hauteur du carton	123 mm
Volume du carton	0,0111 cbm
Poids du produit	1,312 kg
Poids du carton	1,77 kg
Code EAN de la boîte	4038917336062
Code EAN du carton d'emballage	4038917336055

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

