



## Description d'article

Numéro de commande	51.1703
Description d'article	Système Formol, préparation : Solution tamponnée de formaline de 450 ml, 1 pièce(s)/carton intérieur
Code NACRES	NA.21

## Caractéristiques du produit

Type de préparation	Solution tamponnée de formaline de 450 ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Domaine d'application	Fixation de coupe de tissu

## Dimensions

Volume max.	450 ml
Largeur du produit	98 mm
Longueur du produit	330 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	6
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	1
pièces / carton	6
pièces / pallet	360
Profondeur du carton intérieur	102 mm
Largeur du carton intérieur	71 mm
Hauteur du carton intérieur	353 mm
Profondeur du carton	363 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	164 mm
Volume du carton	0,0193 cbm
Poids du produit	0,5302 kg
Poids du carton	4,22 kg
Code EAN de la boîte	4038917336031
Code EAN du carton d'emballage	4038917336024

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

