



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.851.173
Description d'article	Block Rack D17, pour 50 récipients, Ø orifice : 17 mm, format : 5 x 10, vert, avec poignée, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Diamètre de l'ouverture	17 mm
Largeur du produit	109 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	246 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Block Rack D17, Ø orifice : 17 mm, 5 x 10, vert,**  
**avec poignée**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit vert

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur -  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 12  
pièces / pallet 840  
Profondeur du carton 453 mm  
Largeur du carton 258 mm  
Hauteur du carton 165 mm  
Volume du carton 0.0193 cbm  
Poids du produit 0.1983 kg  
Poids du carton 2.79 kg  
Code EAN de la boîte 4038917121859  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917074995

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-09-20

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**