



Description d'article

Numéro de commande	93.852.173
Description d'article	Block Rack D17, pour 50 récipients, Ø orifice : 17 mm, format : 5 x 10, vert, matériau : PP recyclé
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	17 mm
Largeur du produit	109 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	209 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit vert

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur -
pièces / boîte 1
pièces / carton 20
pièces / pallet 760
Profondeur du carton 568 mm
Largeur du carton 433 mm
Hauteur du carton 120 mm
Volume du carton 0.0295 cbm
Poids du produit 0.1958 kg
Poids du carton 4.62 kg
Code EAN de la boîte 4038917122085
Code EAN du carton d'emballage 4038917018142

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

