



## Description d'article

Numéro de commande	93.853.134
Description d'article	Rack S-Monovette® D13, pour 50 récipients, Ø orifice : 13 mm, format : 5 x 10, bleu, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

## Dimensions

Diamètre de l'ouverture	13 mm
Largeur du produit	96 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	180 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit bleu

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur -  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 16  
pièces / pallet 1440  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 368 mm  
Hauteur du carton 120 mm  
Volume du carton 0.0176 cbm  
Poids du produit 0.1687 kg  
Poids du carton 3.16 kg  
Code EAN de la boîte 4038917122559  
Code EAN du carton d'emballage 4038917074056

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

