



Description d'article

Numéro de commande	93.853.135
Description d'article	Block Rack D13, pour 50 récipients, Ø orifice : 13 mm, format : 5 x 10, orange, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	13 mm
Largeur du produit	96 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	180 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	orange

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	-
pièces / boîte	1
pièces / carton	16
pièces / pallet	1440
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0176 cbm
Poids du produit	0.1687 kg
Poids du carton	3.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917122566
Code EAN du carton d'emballage	4038917074063

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

