



## Description d'article

Numéro de commande	93.854.121
Description d'article	Rack S-Monovette® D12, pour 50 récipients, Ø orifice : 12 mm, format : 10 x 5, rouge, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	10 x 5
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

## Dimensions

Diamètre de l'ouverture	12 mm
Largeur du produit	80 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	152 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit rouge

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur carton intérieur  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 20  
pièces / pallet 1560  
Profondeur du carton 428 mm  
Largeur du carton 323 mm  
Hauteur du carton 130 mm  
Volume du carton 0,018 cbm  
Poids du produit 0,1214 kg  
Poids du carton 2,8 kg  
Code EAN de la boîte 4038917122641  
Code EAN du carton d'emballage 4038917018487

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

