



Description d'article

Numéro de commande	93.854.122
Description d'article	Rack S-Monovette® D12, pour 50 récipients, Ø orifice : 12 mm, format : 10 x 5, jaune, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	10 x 5
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	12 mm
Largeur du produit	80 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	152 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	1
pièces / carton	20
pièces / pallet	1560
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	323 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0,018 cbm
Poids du produit	0,1214 kg
Poids du carton	2,8 kg
Code EAN de la boîte	4038917122658
Code EAN du carton d'emballage	4038917018494

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

