



Spécification de produit

V-Monovette® VD, 4 ml, bouchon bleu clair, (L x Ø) : 75 x 13 mm, 100 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	13.2406.601
Description d'article	V-Monovette® VD, pour diagnostic des virus, volume nominal : 4 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, transparent, graduation maximale, bouchon pression, bouchon bleu clair, avec étiquette papier, non stériles, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	bleu clair
Graduation	graduation maximale
Bouchon	cape à membrane
Type de système de fermeture	bouchon pression
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	diagnostic des virus
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	4 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-11-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

V-Monovette® VD, 4 ml, bouchon bleu clair, (L x Ø) : 75 x 13 mm, 100 pièce(s)/sachet

Page 2

Dimensions

Volume nominal	4 ml
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	81 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit	transparent
Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	bleu clair
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polyéthylène téréphthalate (PET)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Label de pureté	non stériles
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	39000
Poids du produit	0,0056 kg
Code EAN de la boîte	4038917790604
Code EAN du carton d'emballage	4038917790611

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-11-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT