



## **Description d'article**

Numéro de commande	65.590
Description d'article	Bouchon à vis, compatible avec conteneur d'expédition réfrigéré

## **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	conteneur d'expédition réfrigéré
-----------------	----------------------------------

## **Matériau et coloris**

Couleur du bouchon	naturel
--------------------	---------

## **Pureté et certification**

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Aucun dispositif médical   DIV
Numéro de lot ou de série	non

## **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
pièces / boîte	100
pièces / carton	2000
pièces / pallet	80000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	388 mm
Hauteur du carton	225 mm
Volume du carton	0,0374 cbm
Poids du produit	0,0024 kg
Poids du carton	5,47 kg
Code EAN de la boîte	4038917082723
Code EAN du carton d'emballage	4038917001762

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

