



Description d'article

Numéro de commande	65.649
Description d'article	Couvercle pour tube à échantillon 73.641 & 73.646, naturel, longueur : 8 mm, matériau : LD-PE, 1000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	Bouchon coiffant
Compatible avec	tube à échantillon 73.641 & 73.646

Dimensions

Longueur du produit	8 mm
---------------------	------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	420000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	5.53 kg
Code EAN de la boîte	4038917083119
Code EAN du carton d'emballage	4038917002073

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

